

STYLUS

Mid-segment Aluminum Rollator

User's manual (EN)

Mittelsegment-Aluminiumrollator

Bedienungsanleitung (DE)

)



CE UK
CA

ENGLISH

1. General Information

Dear Customer,

This user manual contains a description of the medical device and important guidelines to ensure correct and safe use of the product. It is important to read this manual carefully prior to use. It is especially important to read the safety requirements and follow these.

REHASENSE continuously develops its products and reserves the right to change the specifications and functions of products without notice.

If you have any queries please contact your dealer or **Rehasense** directly. Contact information is located on the last page of this manual.

2. Intended usage, Indications & Contra indications

Intended usage: The rollator has been designed as an assistance walking tool for people who have mobility problems with standing, walking or seating. Thanks to the rollator those persons can stand, walk and rest easily and they can fulfil without others assistance most of their daily tasks and routines. Any other usage is prohibited.

Indications: The device is specifically indicated for individuals who, (because of a wide variety of possible health problems) require additional stable support during walking. It is specially designed for users with arthritis and/or limited strength in their arms and hands who cannot support on their wrists but still can use their forearms for support.

Contraindications: The device must not be used by persons who have serious problems with body balance or who's muscle strength is too low to be able to stand and walk, even with extra support of a rollator. The need and possibility of usage of a rollator by user should be always estimated and indicated by a physician or physical therapist.

3. Delivery & general product description

The rollators are supplied in boxes and come folded, for easier transportation.

The contents are:

- ✓ 1 complete, folded rollator included backrest and shopping bag and crutch holder
- ✓ 1 user's manual

The **STYLUS** is a four wheel, light weight rollator with a cross foldable frame. The product is made of aluminum, so it is light and easy to store or transport. The rollator offers great maneuverability, stability and its push handles are height adjustable for a good user fit. The product consists of a powder coated foldable structure frame made of aluminum extruded tubing and a foldable cross. It is also equipped with a fabric seat and a shopping bag which allows the user to rest and to carry small items.

A set of delivered additional equipment depends on order specification.

4. Security requirements

Make sure that this user's manual is read by all people who use the device. The manufacturer does not take any responsibility for damages and/or injuries caused by the fact that the user's manual has not been followed.



Limitations for usage

- The device must not be loaded with more than 150 kg.
- The device's bag has a load limitation of 5 kg.
- The device is devised to be used indoor and/or outdoor on flat surfaces. The device is not intended to be self-propelled while seated
- The brakes **MUST** be in the locked position **BEFORE** using the seat.



Avoiding accidents


- Use the device only for the purpose it is intended for.
- Use the device only in good technical condition.
- Avoid making constructive changes to the device, unless you have the manufacturer's written acceptance for such modifications.
- During different adjustments which are possible on the device, the user must take care not to trap their fingers or other body parts between two moving elements of the device
- The device must only be used on a stable surface.
- All wheels **MUST** be in contact with the floor at **ALL TIMES** during use. This will ensure the rollator is properly balanced and should avoid accidents.
- When using the rollator in a stationary position the hand brakes **MUST** be locked.

IF ANY SERIOUS INCIDENT OCCURES IN RELATION TO THE DEVICE PLEASE CONTACT YOUR DEALER OR REHASENSE DIRECTLY (contact details at the end of the user manual). The immediate actions should be taken according to the requirements of Regulation of the European Parliament and of the EU Council 2017/745 on medical devices of April 5, 2017.



Warning: Fingers or other body parts of a user and/or assistant can be trapped between the device's parts during folding, unfolding or adjusting of the device. Be extremely careful when adjusting the device. Observe the dimensions of gaps between the device's elements to avoid trapping your fingers or other body parts.

5. Product details



Above photo shows an example of the product with all standard components and their position. The exact appearance of your rollator and its features may differ from those shown above (depending on order specification), but their names, functions and locations remain the same.

6. Usage

Looking at the picture above the device should be prepared for use in an instinctive way. However we recommend you follow the steps below:

Initial Check

- In the first instance take the device out of the box and check (using the picture above) that nothing is missing. If you discover at this stage that some part is missing or damaged do not continue to assemble the product. Contact your supplier of the product right away.

Opening of the rollator

- Open the red hook which is locking the seating tubes
- Hold both seat tubes simultaneously push them down until you hear a “click” sound of the locking mechanism of the frame.
- Try to pull the seat tubes back up to fold the frame. If this is impossible to do the frame is opened and secured correctly. See the OPEN position in the picture above



- *After unfolding or assembling the rollator always ensure that the seat support is securely locked by the pulling strip mechanism for securing the lock and that the frame does not move anymore.*
- *Always ensure that both push handle tubes are securely locked in the main support tube with the two wing knobs to prevent the accidental sliding in of the push handle tubes when forced.*
- *Always test to see that accessories are properly and safely locked in place BEFORE using.*
- *Failure to follow these warnings can result in personal injury.*


Folding

- Pull the handle on the seat upwards so that the rollator starts to fold.
- Fold the rollator further with the tubes of the seat coming up until they touch.
- Then secure them with the red hook



Adjusting the height of the

- Release the handle locking
- Make adjustments to your
- Tighten the knob.



push handles

knob,
desired height.



- Both push handles should be adjusted to the same height.
- The correctly adjusted handles should be to the height of the user's hips.
- Never leave the device without the breaks on.

Using the hand brakes

- TO STOP THE ROLLATOR simply pull the brake handles up towards the hand grips.
- TO REMAIN STATIONARY hold the brake handles in the "UP" position.
- TO START MOVING release the brake handles. They will drop down automatically and the brakes will be released.



- You should always engage the breaks when you don't plan to move the device.
- Never leave the device without the breaks engaged when there is someone sitting in it!
- Never leave the device on slopes without the breaks engaged!
- Never sit too much to the rear. Do not sit (partly) above the shopping bag.
- Always sit straight up when seated on the rollator with your forearms or hands lightly resting on the push handles.
- Never lean backwards when seated on the rollator

Locking/Unlocking the hand brakes

- To lock the brakes push the brake handles down until you can hear the "click" sound.
- To unlock the brakes pull the brake handles up until you feel them loosen.




- When using the rollator in a stationary position, the hand brakes **MUST** always be locked.

Tilt aid

Your walker is equipped with a tilt aid on both sides for obstacles such as door treads, curbs, etc.

- Pull the brakes, put your toes on the step, push it down and pull the handles towards you so that the front wheels come off the ground.
- Keep your heel on the floor to keep your balance.



To sit on the rollator

To rest a while you can sit on the seat of the rollator.

- First put both the parking brakes on.
- Then you can turn around to take a seat.
- Sit between both handles in active seat (upright).
- You can lean on the handles with the forearms.
- Do not sit too far back.



- *Never sit too far back, not (partially) above the shopping bag.*
- *Never lean back.*
- *Never sit on the walker without the parking brake on.*


Steering and turning of the rollator

- Due to the low weight and easy swivelling front wheels, the walker is very easy to manoeuvre forwards, sideways or backwards and can be turned on the spot.
- Simply place your hand on the handles, hold the push handles and push the walker in the desired direction



Reflectors

For safety reasons, the rollator is provided with a total of 6 reflectors to be better seen in the dark: 2 are located on the side, 2 on the back of the handles and 2 reflective seams on the shopping bag.



7. Cleaning & Disinfection

General:

- Clean the device regularly and keep it clean.
- Lighter dirt and dust can be removed with a wet cloth.
- Larger parts of dirt can be removed with a non-corroding, mild household detergent (available in most stores) and warm water.
- Do not use harsh abrasives or bleach based cleaners, as this may cause damage or discolouration.
- Dry parts with a soft cloth.

Wheels:

- Clean wheels with warm water and a mild cleanser mild household detergent (available in most stores). Dry with a clean rag.
- Lubricate with multi-purpose oil periodically or if wheels begin to squeak.


Disinfection:

For disinfection please contact your dealer to be sure is made by professional personnel.

However for individual use we recommend to use the generally available disinfectants without chlorine and phenol. The manufacturer is not responsible for the damage caused by wrong usage of disinfectants.

8. Label Example

The product label is placed on one of the bottom tubes of the main frame:



9. Technical data

STYLUS – Mid-segment Aluminum Rollator	
Frame size	Large
Recommended user height	150-200 cm
Max users weight	150 kg
Weight (without accessories)	5,95 kg
Weight incl. accessories (bag, backrest and crutch holder)	6,5 kg
Height adjustable push handles	76 – 94 cm; 8 steps
The handles	Ergonomic
Distance between handles	45 cm
Length	67 cm
Width opened	60 cm
Width folded	21 cm
Height folded	81 cm
Seat width	44 cm
Seat height	60 cm
Seat depth	18,5 cm
Max. load of the bag	5 kg
Distance between handgrip and brake handle (for brake activation)	64 mm
Brakes	2 x maneuver hand brakes with parking function

Wheels (diameter x width)	200 x 35 mm
Turning radius	85 cm

10. Transport description

The rollator is an easily foldable product convenient for transportation. If it is necessary to transport it, we recommend to fold it as stated in the description above. The rollator should be transported in a way that it is stable and there is no risk of sudden and dangerous movements of the transported device.

11. Maintenance

The rollator should be inspected.

- Ensure that every part and accessory of the rollator is secure at ALL times.
- Check all screws for tightness. If not, tighten if necessary.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.
- Check the braking function of both brakes and that the handbrakes perform well.

In case of any visible damages ask your local dealer for diagnostics and maintenance. We recommend to ask your dealer to carry out inspection minimum once per 12 months.

12. Re-use

This medical device can be reused by another user if the original user of the product doesn't need it anymore. Before reuse the device must be carefully inspected and disinfected by authorized technical staff at the dealer.

Following elements should be checked:

- rigidity of the structure,
- tightness of bolts and nuts,
- condition of fabric elements,
- condition of wheels and ball bearings,
- efficiency and condition of brakes.

If any of above elements are torn or broken, they should be replaced with new parts. It is specially recommended to install new wheels for every new user of the device. All lose bolts and nuts must be tight. The product must be precisely cleaned and disinfected.

WARNING! It is forbidden to re-use the rollator when the frame is bent or broken.

Every new user must receive the device with this user's manual attached.

13. How to deposit the product

The device must be disposed of in accordance with applicable local and national statutory regulations. Contact your local waste disposal agency or authorized reseller for proper disposal of packaging, metal frame components, plastic and material components.

14. Warranty

The guarantee is not valid by mis-intended use of the product.

The guarantee excludes damage caused by incorrect operation, accidents and/or through normal wear and tear.

Any modifications of product will cause loss of guarantee. Mechanical damages are not covered by this warranty.

For repairs during the guarantee period, please contact your local dealer.

DEUTSCH

1. Allgemeine Informationen

Liebe Kunden,

lesen Sie sich vor der ersten Anwendung des Rollators STYLUS diese Bedienungsanleitung durch. Sie beschreibt alle wichtigen Merkmale unseres medizinischen Geräts. Um eine korrekte und sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten, ist es notwendig, sich vor der Anwendung mit dem Gerät vertraut zu machen. Es ist besonders wichtig, dass Sie die Sicherheitsanforderungen lesen und befolgen.

REHASENSE entwickelt seine Produkte kontinuierlich und behält sich das Recht vor, die Spezifikationen und Funktionen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Fall Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an **REHASENSE**.

2. Zweckbestimmung, Indikation & Kontraindikation

Verwendungszweck: Die Gehhilfe wurde zur Unterstützung der Mobilität von Personen geschaffen, die Probleme mit dem Stehen oder Gehen haben. Die Gehhilfe ermöglicht solchen Personen die Rückkehr zu alltäglichen Tätigkeiten. Die Gehhilfe wurde speziell für Personen geschaffen, die infolge verschiedener Erkrankungen eine stabile Stütze beim Gehen brauchen.

Das Verwenden der Gehhilfe zu anderen Zwecken als eine Stütze beim Stehen, Gehen und Sitzen ist untersagt.

Anzeigen: Das Gerät ist speziell für Personen geeignet, die (aufgrund einer Vielzahl möglicher Gesundheitsprobleme) während des Gehens eine zusätzliche stabile Unterstützung benötigen. Es wurde speziell für Benutzer mit Arthritis und / oder eingeschränkter Kraft in Armen und Händen entwickelt, die sich nicht auf den Handgelenken abstützen, aber dennoch ihre Unterarme zur Unterstützung verwenden können.

Gegenanzeigen: Die Gehhilfe sollte nicht durch Personen genutzt werden, die Gleichgewichtsprobleme haben oder deren Muskulatur deutlich geschwächt ist, so dass sie nicht im Stande sind, eigenständig zu stehen oder zu gehen. Die Gehhilfe sollte durch einen Physiotherapeuten oder Arzt verordnet werden.

3. Lieferung & Allgemeine Beschreibung des Rollators

Einfacher Transport – Der Rollator STYLUS wird vollständig montiert und zusammengeklappt in einem Karton geliefert.

Inhalt der Verpackung:

- ✓ 1 kompletter, gefalteter Rollator mit Rückenlehne, Tragetasche und Stockhalter
- ✓ 1 Bedienungsanleitung

Der STYLUS ist ein vierrädriger Leichtgewichtrollator. Der Aluminiumkreuzklapprahmen ist pulverbeschichtet. Dank der verwendeten Kohlenstofffaser lässt sich der Rollator leicht und bequem lagern oder transportieren. Der Rollator bietet enorme Wendigkeit, Stabilität und höhenverstellbare Handgriffe.

Er ist mit einem Nylonsitz ausgestattet, auf dem der Benutzer hin und wieder Platz nehmen kann. Der Rollator verfügt zudem über eine Einkaufstasche, um kleinere Gegenstände wie Lebensmittel aus dem Supermarkt zu transportieren.

Der Lieferumfang des Zubehörs hängt von der bestellten Spezifikation ab.

4. Sicherheitsanforderungen

Der Rollator darf nur von Personen verwendet werden, die diese Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die durch

unsachgemäße Nutzung verursacht wurden.



Maximale Belastung/Gebrauch


- Das Gewicht des Nutzers darf keine 150 kg überschreiten.
- Die Standardeinkaufstasche hält eine Belastung von bis zu 5 kg aus
- Das Gerät ist für den Gebrauch im Innen- oder Außenbereich auf geradem, festem Untergrund vorgesehen.
- Das Gerät kann im Sitzen nicht benutzt / geschoben werden
- Bevor Sie den Sitz nutzen, MÜSSEN die Bremsen blockiert sein.



Vermeidung von Unfällen


- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen am Rollator vor, die Sie nicht vorher mit Ihrem Fachhändler oder REHASENSE abgesprochen haben.
- Achten Sie beim Verstellen der Schiebegriffe auf Ihre Finger, um Verletzungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nur auf festem, ebenem Untergrund.
- Während der Nutzung MÜSSEN IMMER alle vier Räder Kontakt zum Boden haben. Dies gewährleistet Stabilität und vermeidet Unfälle.

IM FALL EINES ERNSTEN EREIGNISSES IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES PRODUKTS, MELDEN SIE DEN VERKÄUFER SOFORT ODER DIREKT AN DEN REHASENSE-HERSTELLER (Kontakt Daten am Ende des Handbuchs). Sie sollten unverzüglich Maßnahmen gemäß den Anforderungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates der EU 2017/745 über Medizinprodukte vom 5. April 2017 ergreifen.



WARNHINWEIS! Achten Sie auf Lücken zwischen den Elementen. Finger oder andere Körperteile können beim Falten, Entfalten oder Einstellen des Gerätes gequetscht werden. Gehen Sie beim Aufstellen des Geräts äußerst vorsichtig vor. Achten Sie im Voraus auf den Abstand zwischen beweglichen Teilen, um zu verhindern, dass Ihre Finger oder andere Körperteile eingeklemmt werden

5. Angaben zum Produkt



Das obige Foto zeigt ein Beispielprodukt mit allen Standardkomponenten und deren Positionierung. Das genaue Aussehen des Rollators und seine Funktionen können vom obigen Rollstuhl abweichen (je nach Bestellspezifikation).

6. Anwendung

Mit dem obigen Bild kann das Gerät für die Anwendung vorbereitet werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die folgenden Anweisungen Schritt für Schritt zu befolgen:

Erste Kontrolle

Nachdem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben, prüfen Sie zuerst, ob nichts fehlt und ob alle auf der Zeichnung sichtbaren Teile vorhanden sind. Sollten Sie bemerken, dass irgendwelche Teile fehlen, kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Händler.

Entfalten

- Zum Entriegeln die Sitzrohre abnehmen.
- Greifen Sie gleichzeitig beide Sitzrohre und drücken Sie diese nach unten, bis ein „Klick“-Geräusch des Verriegelungssystems zu hören ist.
- Ziehen Sie die Sitzrohre nach oben, um den Rahmen zusammenzuklappen. Ist dies nicht möglich, bedeutet dies, dass der Rahmen korrekt und in einer sicheren Position ausgeklappt ist. Siehe die entfaltete Position im Bild oben.



- *Achten Sie darauf, dass die Sitzrohre auf beiden Seiten fest einrasten, wenn Sie den Rollator auffalten.*
- *Gehen Sie sicher, dass die Knebelgriffe entsprechend fest angezogen wurden, damit die Unterarmstützen nicht einschieben können, wenn Druck auf sie ausgeübt wird.*
- *Alle Teile müssen fest verriegelt sein, bevor der Rollator verwendet werden darf.*
- *Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu Verletzungen führen*

Zusammenfalten

- Ziehen Sie die Entriegelungslasche hoch, um den Rollator zusammenzuklappen.
- Falten Sie den Rollator bis er einrastet.
- Mit einem roten Haken abschließen.



Griffhöhenverstellung

- Schrauben Sie den Knopf ab.
- Stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
- Drehen Sie den Knopf.



- Beide Unterarmstützen sollten immer auf derselben Höhe eingestellt sein.
- Richtig positionierte Griffe sollten sich auf Hüfthöhe des Benutzers befinden.
- Lassen Sie das Gerät niemals ohne Bremsen stehen.

Benutzung der Handbremsen

- UM DEN ROLLATOR ZU STOPPEN ziehen Sie einfach die Bremsgriffe hoch.
- Halten Sie in RESTPOSITION den Bremshebel hoch.
- Um die Gehhilfe wieder in Bewegung zu bringen, lösen Sie die Bremsen, indem Sie diese nach hinten ziehen.



- Die Bremsen sollten immer blockiert sein, wenn die Gehhilfe im Stillstand ist.
- Setzen Sie sich nie auf den Sitz, wenn die Bremsen nicht blockiert sind.
- Lassen Sie die Gehhilfe nie auf Neigungen und Steigungen stehen, ohne die Bremsen zu blockieren.
- Setzen Sie sich niemals zu weit zurück und auch nicht (teilweise) über die Einkaufstasche.
- Setzen Sie sich aufrecht hin und halten Sie sich an den Griffen fest.
- Lehnen Sie sich niemals zurück, wenn Sie sitzen.

Sperren/Entsperren der Feststellbremsen

- Um die Bremsen dauerhaft zu sperren, drücken Sie die Bremsgriffe nach unten bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören. Die Bremsen sind jetzt arretiert und der Rollator befindet sich in der Parkposition
- Um die Bremsen zu entsperren, ziehen Sie die Bremsgriffe hoch.




- Wenn Sie den Rollator im Stillstand verwenden, MÜSSEN die Handbremsen immer gesperrt sein.

Ankipphilfe

Ihr Rollator ist auf beiden Seiten mit einer Ankipphilfe für Hindernisse wie Türstufen, Bordsteine usw. ausgestattet.

- Ziehen Sie die Bremsen an, stellen Sie Ihre Zehen auf die Trittfläche, drücken Sie sie nach unten und ziehen Sie die Griffe in Ihre Richtung, damit die Vordräder vom Boden abheben.
- Halten Sie Ihre Ferse auf dem Boden, um das Gleichgewicht zu halten,



Auf dem Rollator sitzen

Zum Ausruhen können Sie sich auf den Sitz des Rollators setzen:

- Ziehen Sie zuerst beide Feststellbremsen an.
- Dann können Sie sich umdrehen, um Platz zu nehmen.
- Sitzen Sie zwischen den beiden Griffen im aktiven Sitz (aufrecht).
- Sie können sich mit den Unterarmen an die Griffe lehnen.
- Setzen Sie sich nicht zu weit zurück.



- *Setzen Sie sich niemals zu weit zurück und auch nicht (teilweise) über die Einkaufstasche*
- *Lehnen Sie sich niemals zurück.*
- *Setzen Sie sich niemals ohne angezogene Feststellbremse auf den Rollator.*


Lenkung und Drehen des Rollators

- Durch das geringe Gewicht und die leicht schwenkbaren Vorderräder ist der Rollator sehr leicht vorwärts, seitwärts oder rückwärts zu manövrieren und kann auf der Stelle drehen.
- Legen Sie einfach Ihre Arme auf die Unterarmstützen, halten Sie die Schiebegriffe und schieben Sie den Rollator in die gewünschte Richtung



Reflektoren

Aus Sicherheitsgründen ist der Rollator allseitig mit insgesamt 6 Reflektoren ausgestattet, um im Dunkeln besser gesehen zu werden: 2 seitlich, 2 auf dem Vordergabelhalter und 2 reflektierende Nähte an der Einkaufstasche.



7. Pflege

Allgemein:

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und halten Sie es sauber.
- Leichter Schmutz und Staub kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Größerer Schmutz kann mit einem nicht korrosiven, milden Haushaltswaschmittel (in den meisten Geschäften erhältlich) und warmem Wasser entfernt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel auf Bleichmittelbasis, da dies zu Schäden oder Verfärbungen führen kann.
- Trocknen Sie den Rollator nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab.

Räder:


- Reinigen Sie die Räder mit warmem Wasser und milden Haushaltswaschmittel (in den meisten Geschäften erhältlich). Trocknen Sie die Räder anschließend mit einem sauberen Lappen ab.
- Schmieren Sie regelmäßig mit Schmiermittel oder wenn die Räder zu quietschen beginnen.

Wenden Sie sich zur Desinfektion an den Verkäufer, um sicherzustellen, dass diese von professionellem Personal durchgeführt wird.

Für den individuellen Gebrauch empfehlen wir jedoch die Verwendung allgemein verfügbarer Desinfektionsmittel ohne Chlor und Phenol. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung von Desinfektionsmitteln entstehen.

8. Typenschild

Das Etikett befindet sich auf der Innenseite des Hauptrahmenrohrs:



9. Technische Daten

STYLUS – Mittelsegment - Aluminiumrollator	
Rahmengröße	Large
Empfohlene Körpergröße	150-200 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	5,95 kg
Gesamtgewicht (Tasche, Rückenlehne, Stockhalter)	6,5 kg
Höhenverstellbaren Unterarmauflagen	76- 94 cm (8 Positionen)
Griffe	ergonomisch
Abstand zwischen den Griffen	45 cm
Gesamtlänge	67 cm
Breite geöffnet	60 cm
Breite gefaltet	21 cm
Gesamthöhe gefaltet	81 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitzhöhe	60 cm
Sitztiefe	18,5 cm

Max. Zuladung Einkaufstasche	5 kg
Abstand zwischen Griff und Bremsgriff (die Bremsen betätigen)	64 mm
Bremsen	2 x Manöverbremsen mit Stillstandfunktion
Rädern (Durchmesser x Breite)	200 x 35 mm
Wendekreis	85 cm

10. Transport

Der Rollator ist ein leicht zu faltendes Produkt, das sich bequem transportieren lässt. Es wird empfohlen, wie oben beschrieben, den Rollator in gefalteter Position zu transportieren. Stellen Sie während des Transports sicher, dass sich das Produkt in einer stabilen Position befindet, ohne sich bewegen zu können.

11. Wartung

Der Rollator muss regelmäßig überwacht werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Zubehörteile des Rollators jederzeit ordnungsgemäß befestigt sind.
- Prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind. Wenn nicht, ggf. festziehen.
- Ersetzen Sie zerbrochene, verschlissene oder beschädigte Gegenstände sofort.
- Überprüfen Sie die Bremsfunktion beider Bremsen und die ordnungsgemäße Funktion der Feststellbremsen.

Bei sichtbaren Schäden fragen Sie Ihren Händler vor Ort nach einer Diagnose und Wartung.

Wir empfehlen, den Verkäufer zu bitten, mindestens alle 12 Monate eine Inspektion durchzuführen.

12. Wiedereinsatz

Der Rollator ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Vor der Weitergabe an einen anderen Benutzer muss er einer Inspektion durch den Fachhandel unterzogen werden.

Folgende Punkte müssen dabei kontrolliert werden:

- Stabilität des Rahmens
- Anziehen der Bolzen und Muttern
- Zustand der Stoffelemente
- Zustand der Räder und Kugellager
- Wirksamkeit und Zustand der Bremsen

Wenn eines der genannten Teile beschädigt oder zerstört ist, muss es durch ein neues ersetzt werden. Es ist empfehlenswert, bei jedem Benutzerwechsel auch die Räder auszutauschen. Alle gelockerten Schrauben und Muttern müssen angezogen werden. Das Produkt muss vor der Weitergabe gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

ACHTUNG! Es ist verboten, den Rollator wiederzuverwenden, wenn der Rahmen verbogen oder gebrochen ist.

Die Bedienungsanleitung ist bei jedem Benutzerwechsel mitzugeben.

13. Recycling

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei einem ortsansässigen Entsorgungsunternehmen nach den Entsorgungsvorschriften oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. So kann ein nachhaltiges Recycling ermöglicht werden.

14. Garantie

Die Garantie ist nicht gültig bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Die Garantie schließt Schäden aus, die durch unsachgemäße Bedienung, Unfälle und/oder durch normalen Verschleiß entstehen.

Jegliche Veränderungen am Produkt führen zum Verlust der Garantie. Mechanische Beschädigungen sind von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Für Reparaturen während der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

In case of technical problems please contact your dealer. You can also contact Rehasense® directly.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Sie können Rehasense® auch direkt kontaktieren

Dealer/ Fachhändler Stempel

Rehasense®

Manufacturer/Hersteller/Producent

Rehasense® Sp.z o.o.
Sulejowska 45 G
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

Rehasense Deutschland

Briener Strasse 25
47533 Kleve
Deutschland

www.rehasense.com
info@rehasense.com