



REHASENSE



SERVER

DER ELEGANTE KLASSIKER



+49 2821 590 8587



info@rehasense.com



www.rehasense.com

SERVER

DER ELEGANTE KLASSIKER



DER BESTSELLER

SERVER ist der Klassiker unter den Leichtgewichtrollatoren. Der zeitlos elegante Aluminiumrahmen ist inspiriert vom puristischen Stil des Danish Design. Dank des einzigartigen Profils kann der Rollator bequem sauber gehalten werden. Die ergonomische Greifzone unter dem „Click & Safe“ Verschluss erlaubt ein sicheres Heben, Tragen und Transportieren des Rollators. SERVER ist in der XL-Version als SERVER HD verfügbar.

AUF EINEN BLICK

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Griffhöhe einfach einzustellen
- Ergonomische Handgriffe entlasten Hände und Handgelenke
- Handbremsen leicht bedienbar
- Ergonomische Greifzone zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundherum: Griffe, Tasche, Rahmen
- Mit Kantenabweiser und Ankipphilfe ausgestattet

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Champagner, Weinrot, Braun, Anthrazit, Schwarz, Weiß

Medium: Champagner, Weinrot, Anthrazit


Small: Champagner



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	Max. Benutzergewicht	Sitzhöhen	Sitzbreite	Breite gefaltet	Breite gesamt	Abstand der Handgriffe	Griffhöhen von Small bis Large	Hilfsmittelnummer
Large 7.0 kg	bis 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	63-102 cm	10.50.04.1213
Medium 6.8 kg		Medium 55 cm						
Small 6.7 kg exkl. Einkaufstasche 340 Gramm		Small 50 cm						

BESONDERHEITEN



Wahl zwischen TPE- & stoßabsorbierenden PUR-Softträdern

Inkl. Stockhalter für Ihre Gehhilfe

Ergo-Griffe mit Vertiefung

Bremshebel leicht bedienbar

Ergo-Greifzone zum Heben und Tragen

Sicher verschlossen durch „Click & Safe“

AUSWAHL AN ZUBEHÖR



Rückengurt

LED-Lampen

Komfortsitz



Ihr Rehasense Fachhändler

Das Qualitätsmanagement von Rehasense entspricht den ISO 9001- und ISO 13485-Normen, was durch den TÜV NORD bestätigt wurde. Die Medizinprodukte von Rehasense sind CE gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR).

