



REHASENSE



ROUTER

DER ALLTAGSROLLATOR



+49 2821 590 8587



info@rehasense.com



www.rehasense.com

ROUTER

DER ALLTAGSROLLATOR



DIE DESIGNVARIATION ZUM SERVER

Das Design von ROUTER beruht auf dem Bestseller SERVER und bietet dieselben Funktionen wie z.B. den patentierten „Click & Safe“ Sicherheitsverschluss mit der ergonomischen Greifzone zum Heben und Tragen sowie eine geräumige Einkaufstasche mit diversen Fächern. Der Unterschied liegt lediglich in einem etwas anders gestalteten Rahmendesign: die Verbindung zwischen dem horizontalen und vertikalen Rahmen besteht aus gegossenem Aluminium und ist angelehnt an den Industrial Style.

AUF EINEN BLICK:

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Griffhöhe einfach einzustellen
- Ergonomische Handgriffe entlasten Hände und Handgelenke
- Handbremsen leicht bedienbar
- Ergonomische Greifzone zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundherum: Griffe, Tasche, Rahmen
- Mit Kantenabweiser und Ankipphilfe ausgestattet

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Weinrot, Anthrazit



Medium: Weinrot, Anthrazit



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	Max. Benutzer- gewicht	Sitzhöhen	Sitzbreite	Breite gefaltet	Breite gesamt	Abstand der Handgriffe	Griffhöhen von Medium bis Large	Hilfsmittelnummer
Large 7.2 kg	bis 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	66-102 cm	10.50.04.1184
Medium 7.0 kg exkl. Einkaufstasche 340 Gramm		Medium 55 cm						

BESONDERHEITEN



Wahl zwischen TPE- & stoßabsorbierenden PUR-Soßrädern

Inkl. Stockhalter für Ihre Gehhilfe

Ergo-Griffe mit Vertiefung

Bremshebel leicht bedienbar

Ergo-Greifzone zum Heben und Tragen

Sicher verschlossen durch „Click & Safe“

AUSWAHL AN ZUBEHÖR



Rückengurt



LED-Lampen



Transporttasche



Ihr Rehasense Fachhändler

Das Qualitätsmanagement von Rehasense entspricht den ISO 9001- und ISO 13485-Normen, was durch den TÜV NORD bestätigt wurde. Die Medizinprodukte von Rehasense sind CE gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR).

