



ATHLON SL

DIE CARBON-LUXUSKLASSE



ATHLON SL

DER ULTRALEICHTE AUS CARBON



DER BESTSELLER

ATHLON SL ist einzigartig in seiner Klasse. Er gilt als einer der sichersten, stabilsten und leichtesten Carbonrollatoren auf dem Markt. Das zeitlose und stilvolle Rahmendesign ist inspiriert von dem puristischen Stil des Danish Design und vereint hohe Design- und Ingenieurskunst auf einzigartige Weise. Egal ob in der Stadt, im Park oder in der Oper - der ATHLON SL ist ein ästhetischer, mobiler Begleiter im Alltag.

„Meine Frau hat den Athlon SL zu Hause. Er ist schön leicht, so dass sie ihn in beiden Etagen verwenden kann. Im Badezimmer kann sie sich auf das Sitznetz setzen und ihre Kosmetik erledigen.“

Wolfgang aus Berlin

AUF EINEN BLICK:

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Griffhöhe einfach einzustellen
- Ergonomische Handgriffe entlasten Hände und Handgelenke
- Handbremsen leicht bedienbar
- Ergonomische Greifzone zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundherum: Griffe, Tasche, Rahmen
- Mit Kantenabweiser und Ankipphilfe ausgestattet

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Carbonschwarz, Racing Red, Yachtweiß, Mattgrau

Medium: Carbonschwarz, Racing Red



Small: Carbonschwarz



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	Max. Benutzer-gewicht	Sitzhöhen	Sitzbreite	Breite gefaltet	Breite gesamt	Abstand der Handgriffe	Griffhöhen von Small bis Large	Hilfsmittelnummer
Large 5.2 kg	bis 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	60 cm	47 cm	63-102 cm	Large: 10.50.04.1228
Medium 5.1 kg		Medium 55 cm						
Small 5.0 kg exkl. Einkaufstasche 340 Gramm		Small 50 cm						

BESONDERHEITEN



Wahl zwischen TPE- & stoßabsorbierenden PUR-Softträgern

Inkl. Stockhalter für Ihre Gehhilfe

Ergo-Griffe mit Vertiefung

Bremshebel leicht bedienbar

Ergo-Greifzone zum Heben und Tragen

Sicher verschlossen durch „Click & Safe“

AUSWAHL AN ZUBEHÖR



Rückengurt



LED-Lampen



Transporttasche



Ihr Rehasense Fachhändler

Das Qualitätsmanagement von Rehasense entspricht den ISO 9001- und ISO 13485-Normen, was durch den TÜV NORD bestätigt wurde. Die Medizinprodukte von Rehasense sind CE gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR).

