



PIXEL

LEICHT UND WENDIG





SICHERHEIT FÜR ZU HAUSE

PIXEL wurde speziell für Innenbereiche konzipiert. Der stylische Rollator mit dem patentiertem „Click & Safe“ Verschluss verfügt über ein großes Tablett und kann bei Bedarf auch als praktischer Beistelltisch genutzt werden. Die stoßabsorbierenden PUR-Softräder und der innovative Flex-Rahmen erleichtern das Überwinden von kleinen Hindernissen wie Türschwellen. Den stilvollen Begleiter für zu Hause gibt es in drei schönen Designs.

„Mein Vater und ich sind sehr erleichtert, seit meine Mutter den PIXEL zu Hause hat. Nach einer Knieoperation hat sie Schwierigkeiten zu gehen. Mit dem PIXEL kann sie sich in ihrem Haus besser und sicherer bewegen.“

Manuel aus Berlin

AUF EINEN BLICK:

- Inkl. Tablett, Stofftasche und Accessoiretasche für Handy, Brille etc.
- Weicher und angenehmer Handgriffholm
- Sichere Bügelbremse mit breiterer Auflage
- Griffhöhe bequem anpassbar (86-97 cm)
- Als Beistelltisch nutzen: Konstruktion erlaubt das direkte Heranfahren an Bett, Couch etc.
- Integrierte Radgabel verhindert Feststecken und Zerkratzen von Möbeln
- Leicht zu falten (auf 27 cm Breite), mit Stand-Alone-Eigenschaft

GRÖSSEN & FARBEN

Universalgröße: Toffee & Braun, Schwarz & Weiß, Schwarz & Champagner




TECHNISCHE DATEN

Gewicht inkl. Tablett und Taschen	Max. Belastbarkeit	Maße des Tablett	Höhe des Tablett	Griffhöhe	Gesamtlänge	Breite gesamt	Faltmaß
5.2 kg	bis 110 kg	33 x 43 cm	71 cm	86-97 cm	64 cm	54 cm	91 x 54 x 27 cm

BESONDERHEITEN



Bügelbremse mit breiterer Auflage gibt mehr Sicherheit beim Bremsen



Praktisch beim Falten: integrierte Lock-Mechanik im Gelenk

PATENT PENDING



„Click & Safe“ ermöglicht sicheres Falten, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT



Aus Netz

Accessoire-Tasche für Utensilien wie Medikamente und Brille



Integrierte Radgabel



Ihr Rehasense Fachhändler