



REHASENSE





REHASENSE

„Wir verstehen in der Perfektion eines Produktes dessen Konstruktion, Eigenschaften und Ästhetik. Wir möchten, dass unsere Kunden unabhängig vom Alter ein mobiles und aktives Leben genießen können.“

Henrik Grostøl Nielsen
Business Manager Europe

| | |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ROLLATOREN | 6 |
| – Über uns | 8 |
| – Garantie | 9 |
| – Das Rehasense Prinzip | 10 |
| – SERVER Alu-Leichtgewichtrollator | 12 |
| – SERVER HD Alu-Leichtgewichtrollator bis 200 kg belastbar | 14 |
| – ROUTER Alu-Leichtgewichtrollator | 16 |
| – ATHLON SL Carbonrollator Super Leicht | 18 |
| – ATHLON HD Carbonrollator Super Leicht bis 200 kg belastbar | 20 |
| – EXPLORER Outdoor-Rollator | 22 |
| – PIXEL Indoor-Rollator | 24 |
| – NAVIGATOR Arthritisrollator mit festen Unterarmauflagen | 26 |
| – NAVIGATOR Arthritisrollator mit drehbaren Unterarmauflagen | 28 |
| – NAVIGATOR AIR Outdoor-Arthritisrollator | 30 |
| ACCESSOIRES FÜR ROLLATOREN | 32 |
| – Auswahl an Bestsellern | 34 |
| – Zubehör | 36 |
| – Größenempfehlungen | 42 |

| | |
|------------------------------------------------|----|
| FÜR DIE PFLEGE | 44 |
| – PLATFORM Gehwagen | 46 |
| – GATEWAY Transfer- und Umsetzhilfe | 48 |
| RAMPEN | 50 |
| – PONDUS Anpassbares Rampensystem | 52 |
| – BROADBAND Robuste Leichtbaurampen | 56 |
| – DOORSTEP Aus hochfestem Aluminium | 60 |
| NEUHEITEN | 62 |
| – ICON 35 Transportrollstühle Lx und Bx | 64 |
| – PAWS Elektrisches Zugsystem für Rollstühle | 66 |
| – TRACK WHEEL Outdoor-Vorderrad für Rollstühle | 68 |
| PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN | 70 |
| – Ansprechpartner und Produktempfehlungen | 71 |



ROLLATOREN

FINDEN SIE IHREN MOBILEN
BEGLEITER UND GENIEßEN SIE
DEN ALLTAG





ÜBER UNS

REHASENSE ist ein global agierendes Unternehmen im Gesundheitsbereich mit dänischen Wurzeln. In der breiten Palette von Mobilitäts – und Pflegelösungen spiegelt sich die Leidenschaft für Innovationen wider.

Das Ziel von REHASENSE ist es, unseren Kunden mobile Freiheit, Unabhängigkeit und Erholung zu ermöglichen und sie somit in ihrem familiären und sozialen Umfeld zu unterstützen. Es geht um Lebensgefühl, Selbstwertgefühl und Lebensstil.

Das interdisziplinäre Rehasense-Team setzt sich aus Spezialisten der Ingenieurwissenschaft, des Produktdesigns und der Luxusgüterindustrie mit jahrzehntelanger Berufserfahrung zusammen.

Die Stärke von REHASENSE basiert auf seinen Mitarbeitern. Unser gemeinsames Ziel ist es, Qualitätsprodukte zu schaffen, wie sie heute gebraucht werden. Das erreichen wir, indem wir es wagen, bei der Entwicklung zukünftiger Mobilitätslösungen über Grenzen hinauszudenken.

Die Dynamik im Unternehmen ist geprägt von einer agilen Unternehmensstruktur und gegenseitigem Respekt.

Das gesamte REHASENSE-Team möchte sich an dieser Stelle bei allen seinen Kunden für das Vertrauen in die Marke und seine Produkte bedanken.



8-JAHRES-GARANTIE

Beim Kauf eines REHASENSE Premiumrollators genießen Sie 8 Jahre Garantie.

Diese gilt ab Kaufdatum für alle Premiumrollatoren und setzt eine sachgemäße Anwendung voraus.

Die Räder eines Rollators gelten als natürliche Verschleißteile.


Auf unsere Räder genießen Sie eine zweijährige Garantie. Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die durch nicht sachgemäße Bedienung und/oder Unfälle verursacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Rollator.

Mit besten Grüßen


Henrik Grostøl Nielsen
Business Manager Europe

DAS REHASENSE PRINZIP:



BEWÄHRT UND SICHER
„**CLICK & SAFE**“
VERRIEGELUNG
MIT DEM ROTEN VERSCHLUSS

PATENT 



ERLEICHTERUNG
TRAGEFUNKTION
ERGONOMISCHE GREIFZONE ZUM HEBEN UND TRAGEN



PRAKTISCH
EINKAUFSTASCHE
KINDERLEICHT ABNEHM - UND ANKlickBAR MIT TRAGEHENKELN

SICHERHEIT - KOMFORT - FUNKTIONALITÄT

KOMFORTABEL
ERGONOMIE-HANDGRIFFE MIT VERTIEFUNG
BEIM GEHEN: HÄNDE ENTLASTEN
BEIM SITZEN: UNTERARME BEQUEM ABLEGEN



SICHER UND SCHNELL
BREMSHEBEL UND BREMSEN
SIND OHNE VIEL KRAFTAUFWAND ZU BETÄTIGEN



SIE HABEN DIE AUSWAHL
TPE-BEREIFUNG ODER PUR-SOFTBEREIFUNG
MIT KLASSISCHEN TPE- ODER STOSSABSORBIERENDEN
PUR-SOFTRÄDERN



SERVER

DER ELEGANTE KLASSIKER

BEST
SELLER



DER BESTSELLER

SERVER ist der Klassiker unter den Alu-Leichtgewichtrollatoren. Der zeitlos elegante Rahmen ist inspiriert vom puristischen Stil des Danish Design. Dank des einzigartigen Profils kann der Rollator bequem sauber gehalten werden. Die ergonomische Greifzone unter dem „Click & Safe“ Verschluss erlaubt ein sicheres Heben, Tragen und Transportieren des Rollators. SERVER ist in der XL-Version als SERVER HD verfügbar.

AUF EINEN BLICK

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Griffhöhe überaus bequem und einfach anpassbar
- Clevere Tragefunktion: ergonomische Greifzone unter den Befestigungsstangen zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundum an Tasche, Rahmen und Griffen vorhanden
- Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe
- Große Auswahl an Zubehör

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Rückengurt Klassik: 8 cm breit, Längen: 71, 76, 81 cm
- Rückengurt Komfort: 20 cm breit, Längen 71, 76, 81 cm
- Einkaufstaschen: geschlossen mit Magnet oder Zipper
- Tablett mit Antirutschmatte
- LED-Lampen in Weiß und Rot
- Klingeln in Blau und Rot
- Und vieles mehr

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Sitzhöhen | Sitzbreite | Breite gefaltet | Breite gesamt | Abstand der Handgriffe | Griffhöhen von Small bis Large | Hilfsmittelnummer |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Large 7.0 kg | 150 kg | Large 62 cm | 46 cm | 23 cm | 61 cm | 47 cm | 63-102 cm | 10.50.04.1213 |
| Medium 6.8 kg | | Medium 55 cm | | | | | | |
| Small 6.7 kg | | Small 50 cm | | | | | | |
| exkl. Einkaufstasche 340 g | | | | | | | | |

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Champagner, Weinrot, Braun, Anthrazit, Schwarz, Weiß
Medium: Champagner, Weinrot, Anthrazit
Small: Champagner



- Mit TPE-Rädern
Weiche Lauffläche



TPE


- Mit PUR-Softträgern
Stoßabsorbierend



SOFT



Praktische Einkaufstasche mit Tragehenkeln. Reflektoren sorgen für zusätzliche Sicherheit



Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheres Falten bzw. einen sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT



SERVER HD

SICHER & WENDIG



DER XL-BESTSELLER

SERVER HD wurde speziell für kraftvollere Silhouetten konzipiert. Der Rollator vereint puristisches Design sowie ergonomische und clevere Funktionen, die dem Nutzer Sicherheit und Komfort beim Fahren, Tragen und Transportieren bieten. SERVER HD ist mit der bewährten TPE- oder der komfortablen Soft-PUR Bereifung verfügbar.

AUF EINEN BLICK

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Ergonomische Handgriffe mit Feststellfunktion
- Griffhöhe überaus bequem und einfach anpassbar
- Patentierter, roter „Click & Safe“ Sicherheitsverschluss
- Clevere Tragefunktion: ergonomische Greifzone unter den Befestigungsstangen zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundum an Tasche, Rahmen und Griffen vorhanden
- Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe
- Große Auswahl an Zubehör

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Rückengurt Klassik: 8 cm breit, Längen: 86, 91 cm
- Rückengurt Komfort: 20 cm breit, Längen 86, 91 cm, es gibt auch einen Gurt mit Regulierung
- Einkaufstaschen: geschlossen mit Magnet oder Zipper
- Tablett mit Antirutschmatte
- LED-Lampen in Weiß und Rot
- Klingeln in Blau und Rot
- Und vieles mehr

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Sitzhöhen | Sitzbreite | Breite gefaltet | Breite gesamt | Abstand der Handgriffe | Griffhöhen von Medium bis Large | Hilfsmittelnummer |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Large 7.9 kg | 200 kg | Large 62 cm | 55 cm | 23 cm | 69 cm | 56 cm | 66-102 cm | 10.50.04.2017 |
| Medium 7.6 kg | | Medium 55 cm | | | | | | |
| exkl. Einkaufstasche 400 g | | | | | | | | |

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Anthrazit
Medium: Anthrazit



- Mit TPE-Rädern
Weiche Lauffläche



TPE


- Mit PUR-Softträgern
Stoßabsorbierend



SOFT



Praktische Einkaufstasche mit Tragehenkeln. Reflektoren sorgen für zusätzliche Sicherheit



Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT



ROUTER

DER ALLTAGSROLLATOR



DIE DESIGNVARIATION

Das Design vom ROUTER beruht auf dem Bestseller SERVER und bietet dieselben Funktionen wie z.B. den patentierten „Click & Safe“ Sicherheitsverschluss mit der ergonomischen Greifzone zum Heben und Tragen sowie eine geräumige Einkaufstasche mit diversen Fächern. Der Unterschied liegt lediglich in einem etwas anders gestalteten Rahmendesign: Die Verbindung zwischen dem horizontalen und vertikalen Rahmen besteht aus gegossenem Aluminium und ist angelehnt an den Industrial Style.

AUF EINEN BLICK

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Ergonomische Handgriffe mit Feststellfunktion
- Griffhöhe überaus bequem und einfach anpassbar
- Reflektoren rundum an Tasche, Rahmen und Griffen vorhanden
- Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe
- Große Auswahl an Zubehör

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Rückengurt Klassik: 8 cm breit, Längen: 71, 76, 81 cm
- Rückengurt Komfort: 20 cm breit, Längen 71, 76, 81 cm, es gibt auch einen Gurt mit Regulierung
- Einkaufstaschen: geschlossen mit Magnet oder Zipper
- Tablett mit Antirutschmatte
- LED-Lampen in Weiß und Rot
- Klingeln in Blau und Rot
- Und vieles mehr

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Sitzhöhen | Sitzbreite | Breite gefaltet | Breite gesamt | Abstand der Handgriffe | Griffhöhen von Medium bis Large | Hilfsmittelnummer |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Large 7.2 kg | 150 kg | Large 62 cm | 46 cm | 23 cm | 61 cm | 47 cm | 66-102 cm | 10.50.04.1184 |
| Medium 7.0 kg | | Medium 55 cm | | | | | | |
| exkl. Einkaufstasche 340 g | | | | | | | | |

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Weinrot, Anthrazit
Medium: Weinrot, Anthrazit



- Mit TPE-Rädern
Weiche Lauffläche



TPE


- Mit PUR-Softträgern
Stoßabsorbierend



SOFT



Praktische Einkaufstasche mit Tragehenkeln. Reflektoren sorgen für zusätzliche Sicherheit



Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT



ATHLON SL

DIE CARBON-LUXUSKLASSE

Dank Athlon SL freue ich mich auf jeden Spaziergang. Türen, Aufzüge und sogar Arztbesuche sind mit meinem »Carbon-Renner« keine Herausforderung mehr."

Elle aus Hannover



ab
5 KG



DER CARBON BESTSELLER

ATHLON SL ist einzigartig in seiner Klasse. Er gilt als einer der sichersten, stabilsten und leichtesten Carbonrollatoren auf dem Markt. Das zeitlose und stilvolle Rahmendesign ist inspiriert von dem puristischen Stil des Danish Design und vereint hohe Design- und Ingenieurskunst auf einzigartige Weise. Egal ob in der Stadt, im Park oder in der Oper – der ATHLON SL ist ein ästhetischer, mobiler Begleiter im Alltag.

AUF EINEN BLICK

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Ergonomische Handgriffe mit Feststellfunktion
- Griffhöhe überaus bequem und einfach anpassbar
- Patentierter, roter „Click & Safe“ Sicherheitsverschluss
- Clevere Tragefunktion: ergonomische Greifzone unter den Befestigungsstangen zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundum an Tasche, Rahmen und Griffen vorhanden
- Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe
- Große Auswahl an Zubehör

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Rückengurt Klassik: 8 cm breit, Längen: 71, 76, 81 cm
- Rückengurt Komfort: 20 cm breit, Längen 71, 76, 81 cm, es gibt auch einen Gurt mit Regulierung
- Einkaufstaschen: geschlossen mit Magnet oder Zipper
- Tablett mit Antirutschmatte
- LED-Lampen in Weiß und Rot
- Klingeln in Blau und Rot
- Und vieles mehr

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Sitzhöhen | Sitzbreite | Breite gefaltet | Breite gesamt | Abstand der Handgriffe | Griffhöhen von Small bis Large | Hilfsmittelnummer |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Large 5.2 kg | 150 kg | Large 62 cm | 46 cm | 23 cm | 61 cm | 47 cm | 63-102 cm | 10.50.04.1228 |
| Medium 5.1 kg | | Medium 55 cm | | | | | | |
| Small 5.0 kg | | Small 50 cm | | | | | | |
| exkl. Einkaufstasche 340 g | | | | | | | | |

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Carbonschwarz, Racing Red, Yachtweiß, Mattgrau
Medium: Carbonschwarz, Racing Red
Small: Carbonschwarz



- Mit TPE-Rädern
Weiche Lauffläche



TPE

- Mit PUR-Softträgern
Stoßabsorbierend



SOFT



Praktische Einkaufstasche mit Tragehenkeln. Reflektoren sorgen für zusätzliche Sicherheit



Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT



ATHLON HD

DIE CARBON-LUXUSKLASSE

„Ich bin absolut begeistert von meinem »Carbon Flitzer«. Er ist so schön leicht und ich fühle mich sicher mit ihm.“
Sibylle aus Bremen



DER CARBON XL-BESTSELLER

ATHLON HD ist speziell für kraftvollere Silhouetten konzipiert. Er beruht auf dem Carbon-Bestseller ATHLON SL. ATHLON HD ist mit einer doppelten Kreuzstrebe versehen und bis 200 kg belastbar. Er gilt als einer der sichersten, stabilsten und leichtesten Carbonrollatoren auf dem Markt. Die Formsprache des Rahmens ist puristisch, zeitlos und geschmackvoll – typisch für das Danish Design.

AUF EINEN BLICK

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Ergonomische Handgriffe mit Feststellfunktion
- Griffhöhe einfach anpassbar
- Patentierter, roter „Click & Safe“ Sicherheitsverschluss
- Clevere Tragefunktion: ergonomische Greifzone unter den Befestigungsstangen zum Heben und Tragen des Rollators
- Rundum Reflektoren an: Tasche, Rahmen, Griffen
- Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe
- Große Auswahl an Zubehör

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Rückengurt Klassik: 8 cm breit, Längen: 86, 91 cm
- Rückengurt Komfort: 20 cm breit, Längen 86, 91 cm
- Einkaufstaschen: geschlossen mit Magnet oder Zipper
- Tablett mit Antirutschmatte
- LED-Lampen in Weiß und Rot
- Klingeln in Blau und Rot
- Und vieles mehr

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Sitzhöhen | Sitzbreite | Breite gefaltet | Breite gesamt | Abstand der Handgriffe | Griffhöhe | Hilfsmittelnummer |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 5.8 kg exkl. Einkaufstasche 400 g | 200 kg | Large 62 cm | 55 cm | 23 cm | 69 cm | 56 cm | 74-102 cm | 10.50.04.2007 |

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Carbonschwarz



- Mit TPE-Rädern
Weiche Lauffläche



TPE


- Mit PUR-Softträgern
Stoßabsorbierend



SOFT



Praktische Einkaufstasche mit Tragehenkeln. Reflektoren sorgen für zusätzliche Sicherheit



Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheres Falten bzw. einen sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT



PIXEL

LEICHT & WENDIG

„Mein Vater und ich sind sehr erleichtert, seit meine Mutter den PIXEL zu Hause hat. Nach einer Knieoperation hat sie Schwierigkeiten zu gehen. Mit dem PIXEL kann sie sich in ihrem Haus besser und sicherer bewegen.“

Manuel aus Berlin



nur
5.2 kg



DER BEGLEITER FÜR ZU HAUSE

PIXEL wurde speziell für Innenbereiche konzipiert. Der stylische Rollator mit dem patentiertem „Click & Safe“ Verschluss verfügt über ein großes Tablett und kann bei Bedarf auch als praktischer Beistelltisch genutzt werden. Die stoßabsorbierenden PUR-Soßräder und der innovative Flex-Rahmen erleichtern das Überwinden von kleinen Hindernissen wie Türschwellen. Den stilvollen Begleiter für zu Hause gibt es in drei schönen Designs.

AUF EINEN BLICK

- Inkl. großes, spülmaschinenfestes Tablett
- Inkl. griffbereite Netztasche für Handy, Brille, Kosmetika, Medikamente, Fernbedienung etc.
- Inkl. abnehmbarer Stofftasche
- Weicher und angenehmer Handgriffholm
- Sichere Bügelbremse mit breiterer Auflage
- Griffhöhe bequem anpassbar (86-97 cm)
- Als Beistelltisch nutzen: Konstruktion erlaubt das direkte Heranfahren an Bett, Couch etc.
- Integrierte Radgabel: verhindert Feststecken und Zerkratzen von Möbeln

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Stockhalter Artikel-Nr. ACR01012P
- Antirutschmatte Artikel-Nr. ACR01037
- Netztasche mit Zipper Artikel-Nr. ACR01032

TECHNISCHE DATEN


| Gewicht inkl. Tablett und Taschen | Max. Belastbarkeit | Maße des Tablett | Höhe des Tablett | Griffhöhe | Gesamtlänge | Breite gesamt | Faltmaß |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|
| 5.2 kg | bis 110 kg | 33 x 43 cm | 71 cm | 86-97 cm | 64 cm | 54 cm | 91 x 54 x 27 cm |



„Click & Safe“ lösen!



Tasche kippen!



Flex-Rahmen zusammenklappen!

GRÖSSEN & FARBEN

Universalgröße: Toffee & Braun, Schwarz & Weiß, Schwarz & Champagner
Farbe des Tablett: jeweils Smoke Brown



Tablett

- Mit PUR-Soßrädern Stoßabsorbierend



SOFT




27 cm




54 cm

Nur 54 cm breit!
Ideal auch für kleine Zimmer und schmale Türen



Integrierte Lock-Mechanik im Gelenk



Sichere Bügelbremse mit breiterer Auflage



Patentierter „Click & Safe“ Verschluss



EXPLORER

GESCHAFFEN FÜRS GELÄNDE

„Meine Mutter muss regelmäßig zum Rehasport gehen. Zudem verbringt sie viel Zeit an der frischen Luft. Nach einiger Recherche bin ich auf den Explorer gestoßen. Er ist perfekt für sie und ich bin froh, dass sie mobil bleibt.“
Nils aus Bremen



GESCHAFFEN FÜRS GELÄNDE

EXPLORER gilt als der SUV unter den Rollatoren: Das sportliche Modell mit vielen cleveren Details wurde speziell für Outdoor-Aktivitäten designt und gefertigt. Der Flex-Rahmen sorgt für zusätzliche Flexibilität in unwegsamem Gelände und macht EXPLORER zum perfekten Begleiter auf Ihrem nächsten Abenteuer im Freien.

AUF EINEN BLICK

- Große Vorderräder für entspanntes Überwinden von Hindernissen
- Längerer Radstand für maximale Laufruhe
- Breitere Sitzfläche für das Ausruhen bei längeren Touren
- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Ergonomische Handgriffe mit Feststellfunktion
- Griffhöhe überaus bequem und einfach anpassbar
- Clevere Tragefunktion: ergonomische Greifzone unter den Befestigungsstangen zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundum an Tasche, Rahmen und Griffen vorhanden
- Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Rückengurt Klassik: 8 cm breit, Längen: 86, 91 cm
- Rückengurt Komfort: 20 cm breit, Längen 86, 91 cm
- Einkaufstaschen: geschlossen mit Magnet oder Zipper
- Tablett mit Antirutschmatte
- LED-Lampen in Weiß und Rot
- Klingeln in Blau und Rot
- Und vieles mehr

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Sitzhöhen | Sitzbreite | Durchmesser Vorderräder | Durchmesser Hinterräder | Breite gefaltet | Breite gesamt | Abstand der Handgriffe | Griffhöhen von Medium bis Large | Hilfsmittelnummer |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Large 9.2 kg | 200 kg | Large 62 cm | 53 cm | 285 x 44 mm | 235 x 44 mm | 25 cm | 70 cm | 47 cm | 77-112 cm | 10.50.04.2003 |
| Medium 9.0 kg | | Medium 53 cm | | | | | | | | |
| exkl. Einkaufstasche 390 g | | | | | | | | | | |

GRÖSSEN & FARBEN


Large: Braun
Medium: Braun



- Mit PUR-Softträdern fürs Gelände, Stoßabsorbierend




SOFT



Längerer Radstand



Praktische Einkaufstasche mit Tragehenkeln. Reflektoren sorgen für zusätzliche Sicherheit




Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT



NAVIGATOR

MIT FESTEN
UNTERARMAUFLAGEN



BEST
SELLER



FÜR ZU HAUSE

NAVIGATOR wurde für speziell für Benutzer mit Arthritis und/oder eingeschränkter Funktion der Arme und Hände entwickelt. Der Rollator verfügt über gepolsterte Unterarmauflagen, die optimalen Liegekomfort für die Unterarme bieten. Justierbare Handgriffe, die clevere Tragfunktion sowie praktisches Zubehör machen diesen Rollator für einen erstklassigen Begleiter in Innenräumen. NAVIGATOR ist mit der bewährten TPE- oder der komfortablen Soft-PUR Bereifung verfügbar.

AUF EINEN BLICK

- Große Tasche bis 5 kg belastbar
- Unterarmauflagen mit horizontaler Winklereinstellung der Handgriffe
- Handbremsen mit Feststellfunktion, zuverlässig und einfach zu bedienen
- Patentierter Sicherheitsverschluss: „Click & Safe“
- Stand-Alone Eigenschaft
- Reflektoren an Tasche und Rahmen
- Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe
- Große Auswahl an Zubehör

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Stockhalter
Artikel-Nr. ACR01012N
- Tablett mit Antirutschmatte
Artikel-Nr. ACR0100A
- Schleppbremse
Artikel-Nr. ACR01024S
- Einhandbremse
Artikel-Nr. ACR01001N
- Halterung für Infusionsständer
Artikel-Nr. ROL54Y-RS
- Infusionsständer
Artikel-Nr. ACR01002

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Sitzbreite | Breite gefaltet | Breite gesamt | Abstand zwischen den UA | Höhenverstellbare UA | Raddurchmesser (TPE/Soft) | Hilfsmittelnummer |
|----------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Large 9.6 kg | 150 kg | 46 cm | 28 cm | 63 cm | 30 cm | Large 90-115 cm | 200 x 35 cm | 10.46.04.0019 |
| Medium 9.2 kg | | | | | | Medium 83-99 cm | | |
| exkl. Einkaufstasche 340 g | | | | | | | | |

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Anthrazit, Weinrot
Medium: Anthrazit, Weinrot



- Mit TPE-Rädern
Weiche Lauffläche



TPE

- Mit PUR-Softträgern
Stoßabsorbierend



SOFT



Zubehör: Schleppbremse, um den Rollator auf die Schrittgeschwindigkeit des Nutzers einzustellen. Auch verfügbar für SERVER, SERVER HD, ROUTER, ATHLON SL, ATHLON HD.



Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheres Falten bzw. einen sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT



NAVIGATOR

MIT DREHBAREN
UNTERARMAUFLAGEN



DIE KOMFORTVARIANTE

NAVIGATOR mit drehbaren Unterarmauflagen wurde für speziell für Benutzer mit Arthritis und/oder eingeschränkter Funktion der Arme und Hände ent wickelt. Die gepolsterten Unterarmauflagen dieses Rollators können 0°/22,5°/45° nach innen gedreht werden und sorgen für maximalen Komfort bei der Nutzung. Justierbare Handgriffe, die clevere Tragefunktion sowie praktisches Zubehör machen diesen Rollator zu einem erstklassigen Begleiter in Innenräumen. NAVIGATOR ist mit der bewährten TPE- oder der komfortablen Soft-PUR Bereifung verfügbar.

AUF EINEN BLICK

- Große Tasche bis 5 kg belastbar
- Winklereinstellung der Handgriffe
- Handbremsen mit Feststellfunktion, zuverlässig und einfach zu bedienen
- Patentierter Sicherheitsverschluss: „Click & Safe“
- Stand-Alone Eigenschaft
- Reflektoren an Tasche und Rahmen
- Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe
- Große Auswahl an Zubehör

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Stockhalter Artikel-Nr. ACR01012N
- Tablett mit Antirutschmatte Artikel-Nr. ACR0100A
- Schlepptaste NAVIGATOR Artikel-Nr. ACR01024S
- Einhandbremse Artikel-Nr. ACR01001N
- Halterung für Infusionsständer Artikel-Nr. ROL54Y-RS
- Infusionsständer Artikel-Nr. ACR01002

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Sitzbreite | Breite gefaltet | Breite gesamt | Abstand zwischen den UA | Höhenverstellbare UA | Raddurchmesser (TPE/Soft) | Hilfsmittelnummer |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Large 9.9 kg exkl. Einkaufstasche 340 g | 150 kg | 46 cm | 28 cm | 63 cm | 30 cm | Large 90-115 cm | 200 x 35 cm | ist beantragt |

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Champagner



= 0°



= 22,5°



= 45°



- Mit TPE-Rädern
Weiche Lauffläche



TPE

- Mit PUR-Softträgern
Stoßabsorbierend



SOFT



Zubehör: Schlepptaste, um den Rollator auf die Schrittgeschwindigkeit des Nutzers einzustellen. Auch verfügbar für SERVER, SERVER HD, ROUTER, ATHLON SL, ATHLON HD.




Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheres Falten bzw. einen sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT



NAVIGATOR AIR

DER OUTDOOR
ARTHRITISROLLATOR



Geprüft nach ISO 11199-3:2008

- Mit PUR-Softrädern
Stoßabsorbierend



SOFT



ENTWICKELT FÜR ABENTEUER

NAVIGATOR AIR wurde speziell für den Außenbereich entwickelt. Der sportliche und stylische Rollator verfügt über drehbare und angenehm gepolsterte Unterarmauflagen (UA), die je nach Bedarf 0° / 22,5° / 45° nach innen gedreht werden können. Die clevere Tragefunktion, stoßabsorbierende Räder und praktisches Zubehör machen NAVIGATOR AIR zu einem verlässlichen Begleiter auf Ausflügen und Spaziergängen.

AUF EINEN BLICK

- Inkl. speziell entwickelter Rückengurt
- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Längerer Radstand für mehr Laufruhe und Genuss beim Fahren
- Justierbare Handgriffe: Winkel und Länge einstellbar
- Handbremsen mit Feststellfunktion, zuverlässig und einfach zu bedienen
- 24 cm lange, gepolsterte UA aus PU-Material: leicht zu reinigen
- Reflektoren an Tasche und Rahmen
- Große Vorderräder zum leichteren Überwinden von Hindernissen
- Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe
- Einsatzbereiche: Innen- sowie Außenbereich

ZUBEHÖRAUSWAHL

- Stockhalter
Artikel-Nr. ACR01012N
- Tablett mit Antirutschmatte
Artikel-Nr. ACR0100EL
- Schleppbremse NAV.AIR EXPL.
Artikel-Nr. ACR01025E
- Halterung für Infusionsständer
Artikel-Nr. ROL54Y-RS
- Infusionsständer
Artikel-Nr. ACR01002
- Komfortsitz
Artikel-Nr. ACR01021 E
- Regenschirm
Artikel-Nr. ACR01014
- Regenschirmhalter
Artikel-Nr. ROL54Y-RS

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Sitzbreite | Durchmesser Vorderräder | Durchmesser Hinterräder | Breite gefaltet | Breite gesamt | Abstand zwischen den UA | Höhenverstellbare UA | Hilfsmittelnummer |
|--------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 12 kg exkl. Tasche 390 g | 200 kg | 56 cm | 285 x 44 mm | 235 x 44 mm | 27 cm | 71 cm | 40 cm | 87-110 cm | 10.50.04.3001 |

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Champagner



Zubehör: Schleppbremse, um den Rollator auf die Schrittgeschwindigkeit des Nutzers einzustellen.
Passend auch für: EXPLORER



Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheres Falten bzw. einen sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann

PATENT






ACCESSOIRES

STATTEN SIE IHREN ROLLATOR
MIT PRAKTISCHEM ZUBEHÖR AUS



EINIGE UNSERER BESTSELLER



Mit / ohne Zipper
NETZTASCHEN
Für praktische Sachen des Lebens



Praktisch
TABLETT
Für Lieblingsgetränk und -speise



Offen / Magnet / Zipper
EINKAUFSTASCHEN
Für den großen Einkauf
GEPÄCKTASCHE
Für zusätzliches Einkaufsvolumen



Praktisch
SCHIRM MIT MULTIFUNKTIONSARM
Tipp: Der Regen hat aufgehört?
Schirm einfach schließen, einklappen und Fahrt fortsetzen



Klassik / Komfort / Verstellbar
RÜCKENGURTE
Aus gefüttertem Canvas, dadurch weich & komfortabel.
Abb.: Rückengurt Komfort 20 cm breit



blau und rot
KLINGELN

weiß und rot
LED-LAMPEN
Tipp: weißes Licht vorne, rotes hinten



Gepäcktasche

Einkaufstasche

Eine komplette Übersicht unseres Zubehörs können Sie unter info@rehasense.com anfordern.

Einkaufstasche Klassik



- offen
- 4 kleine Fächer
- 1 großes Innenfach mit Zipper für wichtige Utensilien

| GRÖSSE | ROLLATOR | ARTIKEL NR |
|----------|--------------------------------------|------------|
| Gr. L/ M | SERVER, ROUTER, ATHLON SL, NAVIGATOR | ROL1AA-RS |
| Gr. S | SERVER, ROUTER, ATHLON SL | ROLSAA-RS |
| Gr. L | SERVER HD, ATHLON HD | ROL3AA-RS |
| Gr. M | SERVER HD, ATHLON HD | ROL3AAM-RS |
| Gr. L | EXPLORER, NAVIGATOR AIR | ROL5AA-RS |
| Gr. M | EXPLORER | ROL5AAM-RS |

Einkaufstasche mit Zipper



- geschlossen
- wasserabweisend
- 1 großes Innenfach mit Zipper für wichtige Utensilien

| | | |
|----------|--------------------------------------|----------|
| Gr. L/ M | SERVER, ROUTER, ATHLON SL, NAVIGATOR | ACR01028 |
| Gr. S | SERVER, ROUTER, ATHLON SL | ACR01029 |
| Gr. L | SERVER HD, ATHLON HD | ACR01030 |
| Gr. M | SERVER HD, ATHLON HD | ACR01039 |
| Gr. L | EXPLORER, NAVIGATOR AIR | ACR01031 |
| Gr. M | EXPLORER | ACR01038 |

Einkaufstasche mit Magnet



- geschlossen
- wasserabweisend
- 1 großes Innenfach mit Zipper für wichtige Utensilien

| | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| Gr. L/ M | SERVER, ROUTER, ATHLON SL, NAVIGATOR | ACR01028C |
| Gr. S | SERVER, ROUTER, ATHLON SL | ACR01029C |
| Gr. L | SERVER HD, ATHLON HD | ACR01030C |
| Gr. M | SERVER HD, ATHLON HD | ACR01039C |
| Gr. L | EXPLORER, NAVIGATOR AIR | ACR01031C |
| Gr. M | EXPLORER | ACR01038C |

Wie finde ich meinen Wunschartikel? Sie benötigen die Größe und den Namen Ihres Rollators.
Am Beispiel der Einkaufstasche Klassik: Gr. L & SERVER = Artikel-Nr. ROL 1AA-RS.

Netztasche offen



- ohne Zipper
- zum Einkletten zwischen den Rollator-Handgriffen

| ROLLATOR | ARTIKEL NR |
|--------------------------------|------------|
| SERVER, ROUTER, ATHLON SL | ROL5BQ-RS |
| SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER | ROL558-RS |
| NAVIGATOR | ROL5BP-RS |
| PIXEL | ROL5BN-RS |

Netztasche mit Zipper



- geschlossen
- zum Einkletten zwischen den Rollator-Handgriffen


| | |
|--------------------------------|----------|
| SERVER, ROUTER, ATHLON SL | ACR01034 |
| SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER | ACR01035 |
| NAVIGATOR | ACR01033 |
| PIXEL | ACR01032 |

Gepäcktasche mit Zipper



- geschlossen
- zum Einhaken unter dem Rollator -Sitznetz


| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| SERVER, ROUTER, ATHLON SL, NAVIGATOR | ROL7AA-RS |
| SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER, NAVIGATOR AIR | ROL6AA-RS |


| ROLLATOR | | ARTIKEL NR |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Rückengurt Klassik 8 cm breit | | |
|  | • 71 cm lang | SERVER, ROUTER, ATHLON SL ACR01009M |
| | • 76 cm lang | SERVER, ROUTER, ATHLON SL ACR01009L |
| | • 81 cm lang | SERVER, ROUTER, ATHLON SL ACR00810 |
| | • 86 cm lang | SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER ACR01009XL |
| | • 91 cm lang | SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER ACR00910 |


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Rückengurt Komfort 20 cm breit | | |
|  | • 71 cm lang | SERVER, ROUTER, ATHLON SL ACR01009CM |
| | • 76 cm lang | SERVER, ROUTER, ATHLON SL ACR01009CL |
| | • 81 cm lang | SERVER, ROUTER, ATHLON SL ACR00810C |
| | • 86 cm lang | SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER ACR01009CX |
| | • 91 cm lang | SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER ACR00910C |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Rückengurt Verstellbar 8 cm breit | | |
|  | • 70-75 cm lang | SERVER, ROUTER, ATHLON SL ACR01009A |

Tipp: Lassen Sie sich bei Ihrem Fachhändler beraten, welcher Rückengurt zu Ihren Bedürfnissen passt.

| GRÖSSE | ROLLATOR | ARTIKEL NR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tablett | | |
|  | • inklusive Antirutschmatte | SERVER, ROUTER, ATHLON SL, NAVIGATOR ACR0100A |
| | | SERVER HD, ATHLON HD ACR0100H |
| | | Gr. L EXPLORER, NAVIGATOR AIR ACR0100EL |
| | | Gr. M EXPLORER ACR0100EM |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Komfortsitz | | |
|  | • gut gepolstert für maximalen Komfort • zum Einklicken auf dem Rollator-Sitznetz | SERVER, ROUTER, ATHLON SL ACR01021 |
| | | SERVER HD, ATHLON HD ACR01021W |
| | | EXPLORER, NAVIGATOR AIR ACR01021E |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rollatorschirm mit Multifunktionsarm | | |
|  | • in der Farbe schwarz | SERVER, ROUTER, ATHLON SL, SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER, NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR ACR01014 |
| | | 1 Halterung extra bestellen für: NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR ROL54Y-RS |

Transporttasche



- für Rollatoren mit 46 cm Sitzbreite

SERVER, ROUTER, ATHLON SL

ACR01003

Rollatorklingeln



- in der Farbe blau
- in der Farbe rot

Jeweils für:

SERVER, SERVER HD, ROUTER

ACR01007

ATHLON SL, ATHLON HD, EXPLORER

ACR01007R

Rollator-LED-Licht



- mit weißem Licht
- mit rotem Licht

Jeweils für:

SERVER, SERVER HD, ROUTER


ACR01010W

ATHLON SL, ATHLON HD, EXPLORER

ACR01010R

| GRÖSSE | ROLLATOR | ARTIKEL NR |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

Vorderradsatz PUR-Softräder
Hinterradsatz PUR-Softräder



- PUR-Material
- jeweils silberne Felgen, schwarze Reifen inkl. Distanzbuchsen
- für Umbau von TPE auf Softbereifung

Jeweils für:


SERVER, SERVER HD, ROUTER, ATHLON SL, ATHLON HD, NAVIGATOR

ACR 1016FSB

SERVER, SERVER HD, ROUTER, ATHLON SL, ATHLON HD, NAVIGATOR

ACR 1016RSB

Einhandbremse



- Kabelsatz
- nur in Gebrauch mit **TPE-Bereifung** empfohlen

| | | |
|----------|---------------------------|-----------|
| Gr. L | SERVER, ROUTER, ATHLON SL | ACR01001L |
| Gr. M | SERVER, ROUTER, ATHLON SL | ACR01001M |
| Gr. S | SERVER, ATHLON SL | ACR01001S |
| Gr. L, M | NAVIGATOR | ACR01001N |
| Gr. L | SERVER HD, ATHLON HD | ACR01001E |

Stockhalter



- 1 Stockhalter Indoor
- 2 Stockhalter Arthritis
- 3 Stockhalter Klassik


| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| PIXEL | ACR01012P |
| NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR | ACR01012N |
| SERVER, SERVER HD, ROUTER, ATHLON SL, ATHLON HD, EXPLORER | ACR01012 |

ROLLATORGRÖSSEN

LASSEN SIE SICH BEI IHREM FACHHÄNDLER BERATEN

Checkliste für die richtige Griffhöhe

- 1. Aufrecht im Rollator zwischen den Hinterrädern stehen
- 2. Arme an den Seiten locker hängen lassen
- 3. Griffe sind auf Höhe der Handgelenke: Hände umfassen die Griffe bei leicht gebeugten Armen



GRÖSSENEMPFEHLUNGEN

| | L Large | | | M Medium | | | S Small | | |
|----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| | KÖRPER Grösse | GRIFF Höhe | SITZ Höhe | KÖRPER Grösse | GRIFF Höhe | SITZ Höhe | KÖRPER Grösse | GRIFF Höhe | SITZ Höhe |
| SERVER | 150-200 cm | 74-102 cm | 62 cm | 135-170 cm | 66-86 cm | 55 cm | 125-155 cm | 63-79 cm | 50 cm |
| SERVER HD | 150-200 cm | 74-102 cm | 62 cm | 135-170 cm | 66-86 cm | 55 cm | | | |
| ROUTER | 150-200 cm | 74-102 cm | 62 cm | 135-170 cm | 66-86 cm | 55 cm | | | |
| ATHLON SL | 150-200 cm | 74-102 cm | 62 cm | 135-170 cm | 66-86 cm | 55 cm | 125-155 cm | 63-79 cm | 50 cm |
| ATHLON HD | 150-200 cm | 74-102 cm | 62 cm | | | | | | |
| EXPLORER | 170-220 cm | 91-112 cm | 62 cm | 150-180 cm | 78-90 cm | 53 cm | | | |
| PIXEL | 125-195 cm | 86-97 cm | | | | | | | |
| NAVIGATOR* | 140-190 cm | 90-115cm | 62 cm | 125-160 cm | 75-98 cm | 55 cm | | | |
| NAVIGATOR AIR* | 140-185 cm | 87-110cm | 62 cm | | | | | | |

* Arthritisrollatoren haben Unterarmauflagen anstelle Handgriffe



Für unser Indoor-Fotoshooting haben wir das wunderschöne Designhotel Nobu in Warschau gewählt. Die globale Lifestyle-Marke Nobu Hospitality wurde von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründet.

FÜR DIE PFLEGE

GEHWAGEN UND TRANSFERHILFEN
ZUR UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG



PLATFORM

DER GEHWAGEN



STABILITÄT UND UNTERSTÜTZUNG IN INNENRÄUMEN

PLATFORM bietet Nutzern eine hohe Stabilität und Unterstützung beim Gehen.
Für zusätzlichen Komfort sorgen bequeme und leicht zu reinigende Unterarmauflagen sowie schwenkbare Räder, die eine leichte Manövrierbarkeit ermöglichen.
Ausgestattet mit TPE-Grip-Rädern speziell für den Innenbereich.

AUF EINEN BLICK

- Höhenverstellbarer sowie anpassbarer Gehwagen mit komfortablen Handgriffen und Unterarmauflagen
- Gasdruckfeder sorgt für bequemes und gleichmäßiges Hoch- und Runterfahren
- Anpassbare Handgriffe und Unterarmauflagen ermöglichen die optimale Justierung und sorgen somit für mehr Sicherheit und Komfort beim Gehen und Hinsetzen
- PLATFORM verfügt über ein unterseitig integriertes sowie wartungsarmes Bremssystem
- Die Hinterräder können bequem gebremst, festgestellt und wieder gelöst werden
- Bei allen 4 Rädern ist eine Arretierung gegen Ausschwenken vorhanden
- Durch sein schlankes Design manövriert PLATFORM den Nutzer bequem und sicher durch Türen mit einer Standardbreite von 70 cm bei nicht zusätzlich auseinandergeschobenen Armauflagen
- Besondere Alu-Stahlkonstruktion mit zweiteiligem Rahmen für den Transport
- Einsatzgebiet: Bewegungstherapie im Innenbereich
- 2 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Gesamt-länge | Gesamt-breite | Außenbreite Armauflagen | Abstand zwischen d. Armauflagen | Rad-durchmesser | Verpackungsmaß (LxBxH) | Garantie | Erfolgreich getestet nach | Hilfsmittel-nummer |
|---------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| 18,5 kg | 150 kg | 80 cm | 69 cm | 66-80 cm | 31,5-48 cm | 4 x 10 cm inkl. Fußbremse | 85 x 77 x 23 cm | 2 Jahre | PN-EN-ISO 11199-3: 2008 | 10.46.02.1023 |

GRÖSSEN & FARBEN

Einheitsgröße: weiß



Mit TPE-Grip-Rädern
Speziell für den
Innenbereich



Bequemes Verstellen
der Höhe dank
Gasdruckfeder



GATEWAY

DIE TRANSFER
– UND UMSETZHILFE



FÜR EINEN SICHEREN TRANSFER

GATEWAY wurde speziell für den sicheren Transfer von Personen in Privathaushalten, Kliniken und Pflegeeinrichtungen entwickelt. Die faltbare Transferhilfe kann leicht transportiert werden und verfügt über gepolsterte Beinstützen, die sowohl winkel- als auch höhenverstellbar sind. Die robuste Stahlkonstruktion und insgesamt sechs Räder sorgen für zusätzliche Stabilität und Sicherheit bei der Nutzung.

AUF EINEN BLICK

- Die schlanke und zugleich robuste Stahlkonstruktion ist mit insgesamt 6 Rädern ausgestattet: zwei größere Räder an den Seiten der Stehplattform und vier kleinere auf der Unterseite
- Vereinfacht das Transferieren und Umsetzen zwischen Bett, WC und Sitzmöglichkeiten wie Stuhl oder Sessel
- Eine Markierung auf der Stehplattform erleichtert die optimale Positionierung und Gewichtsverlagerung
- Anatomisch angepasste Beinstützen bieten Komfort während des Transportes
- Eine Zentralbremse wirkt auf beide Seitenräder und bietet somit Kontrolle und Sicherheit
- GATEWAY kann für Transport und Verstauen bequem gefaltet sowie auseinandergebaut werden

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht | Belastbar bis | Gesamtmaße (L x B x H) | Breite des Stützbügels | Räder | Verpackungsmaß Länge, Breite & Höhe | Garantie | Erfolgreich getestet nach |
|---------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|
| 13,6 kg | 150 kg | 66 x 56 x 120 cm | 47,5 cm | 2 x 125 mm + 4 x 35 mm | 72 x 61 x 27 cm | 2 Jahre | PN-EN-ISO 12182: 2005 |

GRÖSSEN & FARBEN

Einheitsgröße: Anthrazit



- Mit TPE-Grip-Rädern
Speziell für den Innenbereich



Leicht bedienbare Fußbremse für zusätzliche Sicherheit



Vier kleinere Räder an der Unterseite



Zwei größere Räder an den Seiten





RAMPEN

FÜR IHREN
BARRIEREFREIEN ALLTAG



PONDUS

DAS ANPASSBARE
RAMPENSYSTEM



BARRIEREFREI UND SICHER

Das anpassbare Rampensystem PONDUS besticht durch sein leichtes und kompaktes Design. Die Aluminiumkonstruktion aus wärmebehandeltem Aluminium mit innovativer Lochfahrfläche ist extrem beständig und ermöglicht rund ums Jahr (und bei jedem Wetter) rutsicheres Befahren und Überwinden von Hindernissen.

Pondus ist leicht und handlich und ist nicht nur für Stufen, sondern auch zum bequemen Einladen und Ausladen für das Auto geeignet.

Verfügbar in fünf Varianten:

| | | |
|-----|----------------------------------------|-----------|
| S | - Set (2 Stk.) | 1 -teilig |
| F2 | - Set (2 Stk.) faltbar: | 2 -teilig |
| T2 | - Set (2 Stk.) teleskopierbar: | 2 -teilig |
| T3 | - Set (2 Stk.) teleskopierbar: | 3 -teilig |
| FT3 | - Set (2 Stk.) falt- & teleskopierbar: | 3 -teilig |

AUF EINEN BLICK

- Die Rampen sind mit einem ergonomischen Tragegriff und einer Transportsicherungssperre ausgestattet. Auf der Unterseite verhindert ein Antirutschbelag das Verrutschen der Rampen. Pondus Schienenrampen sind in 3 Ausführungen erhältlich: faltbar, teleskopierbar und als Kombination beider Varianten also falt- und teleskopierbar.
- Die Rampen sind mit Kunststoff-Gleitlagern ausgestattet, die eine reibungslose Funktion des Teleskopmechanismus garantieren. Die Rampen sind wartungsfrei. Die anodisierte Oberfläche sorgt für eine sehr hohe Beständigkeit gegen Kratzer sowie für eine schöne Optik.

FARBEN

Aluminium & Blau



GRÖSSEN

- Sie finden alle Angaben auf der nächsten Seite!



Ergonomischer Tragegriff an den Seiten



Lochfläche für rutsicheres Befahren, auch bei Nässe



PONDUS S:

SET (2 STK.) 1-TEILIG

| LÄNGE | ARTIKEL NR Set | SPURBREITE | GEWICHT Set | BELASTUNG max | STUFENHÖHE max |
|--------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 55 cm | PS000550 | 21 cm | 2,9 kg | 400 kg | 11 cm |
| 120 cm | PS001170 | 21 cm | 5,9 kg | 400 kg | 23 cm |

PONDUS F2:

SET (2 STK.) FALTBAR 2-TEILIG

Hilfsmittelnummer: 22.50.01 .0063

| LÄNGE | ARTIKEL NR Set | SPURBREITE | GEWICHT Set | BELASTUNG max | STUFENHÖHE max |
|--------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 110 cm | PF201100 | 21 cm | 7,1 kg | 400 kg | 22 cm |
| 150 cm | PF201500 | 21 cm | 9,2 kg | 400 kg | 30 cm |
| 200 cm | PF202000 | 21 cm | 11,9 kg | 300 kg | 40 cm |

PONDUS T2:

SET (2 STK.) TELESKOPIERBAR: 2-TEILIG

Hilfsmittelnummer: 22.50.01 .0062

| LÄNGE | ARTIKEL NR Set | SPURBREITE | GEWICHT Set | BELASTUNG max | STUFENHÖHE max |
|--------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 120 cm | PT201190 | 19,5 cm | 7,4 kg | 350 kg | 24 cm |
| 200 cm | PT202030 | 19,5 cm | 11,4 kg | 300 kg | 40 cm |

PONDUS T3:

SET (2 STK.) TELESKOPIERBAR: 3-TEILIG

Hilfsmittelnummer: 22.50.01 .0062

| LÄNGE | ARTIKEL NR Set | SPURBREITE | GEWICHT Set | BELASTUNG max | STUFENHÖHE max |
|--------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 200 cm | PT301990 | 18 cm | 12,2 kg | 300 kg | 40 cm |
| 290 cm | PT302890 | 18 cm | 16,5 kg | 250 kg | 58 cm |

PONDUS FT3:

SET (2 STK.) FALT- & TELESKOPIERBAR: 3-TEILIG

| LÄNGE | ARTIKEL NR Set | SPURBREITE | GEWICHT Set | BELASTUNG max | STUFENHÖHE max |
|--------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 280 cm | PFT32770 | 19,5 cm | 16,6 kg | 250 kg | 60 cm |

BROADBAND

DIE ROBUSTE
LEICHTBAURAMPE



ZUM ÜBERWINDEN VON STUFEN UND HINDERNISSEN

Die Leichtbaurampe BROADBAND eignet sich ideal zum sicheren Überwinden von Stufen und anderen Hindernissen unabhängig von den Wetterbedingungen.

In zwei Varianten verfügbar:

SPECTRUM: 1 Stk. faltbar in der Länge

DEFRAG: Set (2 Stk.) faltbar in der Länge

AUF EINEN BLICK

- Unsere neue leichte Breitspurserie basiert auf einer starken Wabenkonstruktion
- Die Rampen sind aus einem neu entwickelten, leichten und zugleich hochfesten Material gefertigt
- Dieses Fertigungsverfahren macht unsere Leichtbaurampen bis zu 20% leichter als vergleichbare Konkurrenzmodelle, ohne dabei die extrem hohe Belastbarkeit (bis zu 300 kg) zu beeinträchtigen
- Die breite und rutschfeste Oberfläche sorgt für ein sicheres Befahren
- Dank der stabilen und außergewöhnlich tragfähigen Konstruktion sind unsere BROADBAND Rampen für die meisten Rollstühle, Elektrorollstühle und Scooter sowie auch für Kinderwagen und Rollatoren geeignet
- Die Rampen sind in verschiedenen Modellen und Längen verfügbar, um unterschiedlichste Bedürfnisse zu erfüllen

FARBEN

Aluminium & Anthrazit



GRÖSSEN

- Sie finden alle Angaben auf der nächsten Seite!



Faltbar in der Länge



Praktischer Griff für leichtes Anheben und Tragen






BROADBAND - SPECTRUM: 1 STK. FALTBAR IN DER LÄNGE

Hilfsmittelnummer: 22.50.01.0097

| LÄNGE | ARTIKEL NR Set | SPURBREITE | GEWICHT Set | BELASTUNG max | STUFENHÖHE max |
|--------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 70cm | BSIP700 | 71 cm | 5,9 kg | 300 kg | 16 cm |
| 90cm | BSIP900 | 71 cm | 7,kg | 300 kg | 19 cm |
| 120 cm | BSIP1200 | 71 cm | 9 kg | 300 kg | 25 cm |
| 150 cm | BSIP1500 | 71 cm | 11 kg | 300 kg | 31 cm |



BROADBAND - DEFrag: SET (2 STK.) FALTBAR IN LÄNGE UND BREITE

Hilfsmittelnummer: 22.50.01.0096

| LÄNGE | ARTIKEL NR Set | SPURBREITE | GEWICHT Set | BELASTUNG max | STUFENHÖHE max |
|--------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 180 cm | BD2P1800 | 73 cm | 14,2 kg | 300 kg | 37 cm |
| 240 cm | BD2P2400 | 73 cm | 21,2 kg | 300 kg | 50 cm |
| 300 cm | BD2P3000 | 73 cm | 24,8 kg | 300 kg | 60 cm |

DOORSTEP

RAMPEN AUS HOCHFESTEM ALUMINIUM


MICRO



MINI



VERSTELLBAR



Ansicht der
Micro-Schwellenrampe

HANDLICH UND PRAKTISCH



Ansicht der Mini-Schwellenrampe

BESONDERHEITEN

Unser Angebot umfasst 3 verschiedene Schwellenrampen, die praktisch sind und sich sehr einfach positionieren lassen. Sie können zum Überwinden von verschiedenen Schwellen, kleinen einzelnen Stufen und anderen Hindernissen eingesetzt werden. Die geriffelte und anodisierte Oberfläche sorgt für zuverlässigen Halt, auch bei nassen Bedingungen und für extrem hohe Beständigkeit gegen Kratzer. Die Rampen sind leicht und flexibel handzuhaben.

AUF EINEN BLICK

- Innovatives Design für leichtes Überwinden von kleinen Hindernissen (drinnen und draußen)
- Geriffelte und anodisierte Oberfläche sorgt für zusätzlichen Halt, auch bei Nässe
- Hergestellt aus hochfestem Aluminium: hohe Beständigkeit gegen Kratzer
- Leicht transportierbar: Die beiden Mini Schwellenrampen verfügen über praktische Tragegriffe und können gefaltet werden
- Unkomplizierte Handhabung

TECHNISCHE DATEN


| DOORSTEP | Breite (mm) | Max. Höhe für die Treppenstufe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Nettogewicht (kg) | Artikelnummer |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Micro | 2 x 250 | 30-70 | 350 | 2 x 1,1 | PFD04225 |
| Mini | 760 | 30-70 | 350 | 3,3 | PFD04076 |
| Verstellbar | 760 | 30-70 | 350 | 1,6 | PAW04276 |

FARBEN

Aluminium



- Micro-Schwellenrampe
- Set von 2 Stück
- inkl. Tasche
- faltbar



- Mini-Schwellenrampe
- 1 Stück
- faltbar in der Länge



- Verstellbare Schwellenrampen
- 1 Stück





NEUHEITEN

FÜR EIN AKTIVERES
UND MOBILES LEBEN



ICON 35

LEICHT & KOMPAKT

ab
8.2 kg



7" PU-
Lenkrad

14" PU-Transitrad
oder als 22"
PU-Antriebsrad
verfügbar



Konfiguration:
Luxus-Edition in Eisblau

FÜR UNBESCHWERTE AUSFLÜGE

Die ICON 35 Transportrollstühle sind auf Ergonomie, Design und Handlichkeit ausgelegt. Gepaart mit der bewährten Rehasense-Qualität sind sie ein verlässlicher Begleiter im Alltag, sowohl für den Nutzer als auch die Begleitperson. ICON 35 ist als Lx (Luxusvariante) und Bx (Basisvariante) verfügbar.

Der ICON 35 Lx wiegt nur 9,0 kg. Er ist ausgestattet mit einem hochwertig ergonomischen Sitz- und Rückenpolster sowie verstellbaren Armlehnen für mehr Unterstützung und Druckentlastung.

Der ICON 35 Bx wiegt nur 8,2 kg und ist der leichteste Rollstuhl in unserer ICON-Reihe. Er bietet einen ergonomischen Sitz- und Rückenwinkel, was eine hervorragende Sitzposition ermöglicht.

Für den Transport und die Lagerung können beide Modelle leicht zusammengeklappt und verstaut werden. Zudem sind sie mit einer Tragehilfe ausgestattet. Sie sind belastbar bis 125 kg und stellen eine großartige Leichtgewichtrollstuhl-Lösung für unterschiedliche Benutzer dar.

AUSGESTATTET MIT

- Zur Standardausstattung des ICON 35 Lx und Bx gehören:
- Außerordentlich funktionale Beinsstützen (abnehm- und wegschwenkbar)
 - Hochklappbare Fußplatten
 - Intuitives Bremssystem
 - Armlehnen (beim Lx zusätzlich höhenverstellbar)
 - Ergonomisch positionierte Schiebegriffe
 - Ankipphilfe für die Begleitperson zum leichteren Überwinden von Bordsteinkanten
 - Tragegriff für den Transport im gefalteten Zustand

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht ab | Belastbar bis | Sitzbreiten Lx, Bx | Sitzhöhe vorne | Sitzhöhe hinten | Faltmaße Lx, Bx (BxHxL) | Breite gesamt | Höhe gesamt | Länge gesamt | Sitztiefe | Höhe Armauflagen |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 9.0 kg + Fußstütze 1 kg (Lx) | 125 kg | 40 cm | 44-49 cm | 44 cm | 27 x 74 x 65 cm ohne Fußstütze | 61 cm | 91 cm | 90 cm | 40 cm | 18-25 cm (Lx) |
| 8.2 kg + Fußstütze 1,3 kg (Bx) | | 45 cm | | | 27 x 74 x 90 cm mit Fußstütze | | | | | 20 cm (Bx) |
| | | 50 cm | | | | | | | | |

GRÖSSEN & FARBEN

Sitzbreiten
40 cm
45 cm
50 cm


Ice Blue




Benutzer-
freundliche
Bremssteuerung
für die Begleit-
person



Benutzer-
freundliche
Beinstützen und
Fußplatten



Ergonomische
Rückenbespan-
nung (Lx, Bx).
Lx hat eine
extrakomfortable
Polsterung



Armlehnen des
Lx und Bx. Die
Armlehnen des Lx
können zusätz-
lich in der Höhe
verstellt werden



Praktische
Tragefunktion



Dank „Click & Safe“
lassen sich die
Armlehnen
leicht anpassen
und verriegeln



PAWS

ELEKTRISCHES ZUGSYSTEM FÜR ROLLSTÜHLE



Es ist einfach
unglaublich! Ein
neues Gefühl
von Freiheit und
Dynamik.

Pontus Andersson,
22 Jahre, Triathlet,
Handbike-Rennfahrer
und Tennisspieler

Produktvideos auf:



CITY
12" & 14"



Hilfsmittelnummer:
18.99.04.0035

CRUISER
16"



Hilfsmittelnummer:
18.99.04.0036

TOURER
20"



Hilfsmittelnummer:
18.99.04.0034

POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEMS? KURZ: PAWS!

PAWS ist ein innovatives Zuggerät für Ihren Rollstuhl. Es verfügt über ein revolutionäres Andocksystem. PAWS verbindet Ergonomie und Funktionalität mit ansprechendem Design und verwandelt Ihren manuellen Rollstuhl in ein aufregendes Fahrzeug.

Fahren Sie selbstständig zur Arbeit, gehen Sie einkaufen oder entdecken Sie neue Orte.

PAWS ist eine großartige Alternative zum Auto und ermöglicht es Ihnen, Ihr Leben selbstbestimmt zu genießen.

Jeder PAWS-Rollstuhlantrieb schafft neue Geschichten von Freiheit – ganz gleich, ob Sie Familie und Freunde treffen, an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen oder sich auf ein Solo-Abenteuer einlassen wollen. Machen Sie mehr aus Ihrer Mobilität.

bis zu
40 km



QUICK RELEASE CLAMPS
Manueller Schnellverschluss
Universell anpassbar




MANUELLER HUB
Schnelles und einfaches
Anheben des Rollstuhls



SPUR-ASSISTENT
Richtet PAWS nach dem
Loslassen wieder gerade aus



AUTOMATIC EASY CLAMPS
Automatischer Schnellverschluss
Fixierung und Verriegelung
in Sekunden



AUTOMATISCHES ANHEBEN
Automatisches und müheloses
Anheben des Rollstuhls



TETRASTEUERUNG
Spezielle Steuerung mit Bremse
Volle Kontrolle ohne Anstrengung

PAWS Magazin über
info@rehasense.com
anfordern!



TRACK WHEEL

VERWANDELN SIE IHREN ROLLSTUHL
IN EIN DREIRAD




Meine Kollegen und ich haben das TRACK WHEEL ausgiebig getestet. Nur was gut genug ist für uns, ist gut genug für unsere Kunden. Es ist klasse! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Fahren.

Jes Klein, 60 Jahre, aktiver Rollstuhlfahrer seit 1985, Mobilitätsexperte bei Kørestolseksperter in Viborg, Dänemark.



TRACK WHEEL Magazin über
info@rehasense.com anfordern!

IDEAL FÜR OUTDOOR-ABENTEUER



ab
2.6 kg



**SINGLE
ARM**

Verwandeln Sie Ihren Rollstuhl in ein wendiges Dreirad und erleben Sie ein völlig neues Gefühl von Schnelligkeit und Freiheit! Das Outdoor-Vorderrad TRACK WHEEL ist der ideale Begleiter auf Ausflügen in der Stadt, im Wald oder am Strand: ultraleicht, einfach zu befestigen und komfortabel.

Sind Sie bereit für Ihr nächstes Outdoor-Abenteuer? Ob holprige Straßen in der City, lange Rad- und Wanderwege, unwegsame Naturpfade – mit dem Outdoor-Vorderrad TRACK WHEEL bewegen Sie sich mühelos auf unterschiedlichstem Gelände.

Durch das 12 Zoll große TRACK WHEEL werden die Lenkräder angehoben und der Rollstuhl leicht nach hinten gekippt: der Rollwiderstand verringert sich spürbar.

Das Ergebnis: mehr Schnelligkeit, Komfort und Wendigkeit beim Fahren.

Nachdem Ihr TRACK WHEEL einmal richtig eingestellt ist, gelingt das Andocken an den Rollstuhl innerhalb weniger Sekunden. TRACK WHEEL gibt es in zwei innovativen Andocksystemen: Single Arm mit einer Klemmvorrichtung und Double Arm mit zweifacher Klemmvorrichtung.



**DOUBLE
ARM**





Ihre Ansprechperson



Ihre Produktempfehlung



Ihr Rehasense Fachhändler

Besuchen Sie uns auf Social Media



Rehasense



Rehasense



Rehasense



+49 2821 590 8587 | +49 176 588 788 01



info@rehasense.com



www.rehasense.com



REHASENSE

REHASENSE DENMARK
CLARMESTERVEJ 16 A, ST. TV.
8600 SILKEBORG
DENMARK

REHASENSE DEUTSCHLAND GMBH
BRIENER STRASSE 25
47533 KLEVE
GERMANY

REHASENSE SP. Z O.O.
LOGISTICS & CUSTOMER SERVICE CENTER
SULEJOWSKA 45G
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
POLAND

Das Qualitätsmanagement von Rehasense entspricht den ISO 9001- und ISO 13485-Normen, was durch den TÜV NORD bestätigt wurde. Die Medizinprodukte von Rehasense sind CE gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR).

Copyright Rehasense® 2021



V2-2021